

Die sanfte Art, Fieber zu messen, einfach aber trotzdem präzise.



Kein Sondenschutz
notwendig!

Messung der Körpertemperatur zu Hause

Sie können Ihre Körpertemperatur mit dem sanowell Scaneo Thermometer an mehreren Körperstellen äußerst schnell und exakt ermitteln. Die Temperaturmessung im Ohr liefert die präzisesten Messergebnisse. Um das Temperaturmessen nicht nur für Sie, sondern auch für Ihr Kind so angenehm wie möglich zu gestalten, ist besonders das Ermitteln der Temperatur an der Schläfe eine große Hilfe. Beide Methoden der Temperaturmessung mit dem sanowell Scaneo sind ganz sanft und sehr schnell durchzuführen, dank modernster Infrarot-Technik.

Die Funktion des sanowell Scaneo Thermometers

Das sanowell Scaneo Thermometer misst die Infrarotwärme, die vom Trommelfell und dem umliegenden Gewebe abgegeben wird und zeigt die exakte Körpertemperatur auf einem leicht lesbaren Display innerhalb von einer Sekunde an. Es besteht keine Verletzungsgefahr durch Glasscherben oder Quecksilber, und das Risiko einer Kreuzinfektion wird durch die wasserdichte Mess-Sonde praktisch ausgeschlossen, da Sie die Sonde mit Wasser waschen bzw. desinfizieren können.

Aufgrund der äußerst kurzen Messzeit und der leicht zugänglichen Körperstellen ist die Messung besonders einfach und unproblematisch.

Das Ermitteln der Temperatur im Ohr

Das Ohr ist eine äußerst zuverlässige Stelle zur Temperaturmessung, da die Blutversorgung des Trommelfells mit der des „Temperatur-Kontrollzentrums“ im Gehirn identisch ist. Die Ohrtemperatur ist deshalb die genaueste Anzeige für Veränderungen der Körperkerntemperatur.

Jede Mutter macht sich Sorgen um ihr krankes Kind.

Eine große Sorge können wir Ihnen abnehmen. Natürlich kann das sanowell Scaneo von Menschen jeder Altersgruppe verwendet werden. Durch das besonders sanfte, schnelle und unkomplizierte Verfahren eignet es sich aber auch gerade für Kinder besonders gut. Mit dem sanowell Scaneo messen Sie die Temperatur ganz präzise - innerhalb nur weniger Sekunden im Ohr - so sanft, dass Ihr Kind kaum etwas davon bemerken wird.

sanowell
Scaneo

● sanowell

sanowell Scaneo Thermometer

Das sanowell Scaneo Thermometer vereint vier Geräte in einem: Es misst präzise die Temperatur an der Stirn, im Ohr oder im Raum und kann darüber hinaus als Uhr verwendet werden. Es besteht keine Verletzungsgefahr durch Glasscherben oder Quecksilber und das Risiko einer Kreuzinfektion wird durch die wasserdichte Mess-Sonde praktisch ausgeschlossen, da man sie mit Wasser abwaschen bzw. desinfizieren kann. Der Einsatz von Sondenschutzkappen ist somit überflüssig. Der Wechsel zwischen den verschiedenen Messarten wird völlig unproblematisch durch Abnehmen der Vorderabdeckung an der Mess-Sonde erreicht. Im Standby Betrieb wird abwechselnd die Uhrzeit oder die Raumtemperatur angezeigt.

Produkt-Informationen

- 4 Geräte in einem
- Ohr- und Stirnthermometer
- Raumtemperatur und Uhrzeit im Wechsel
- keine Sondenschutzkappen notwendig, da die Sonde (nicht das Gerät) wasserdicht und somit einfach zu desinfizieren ist
- wasserdichte Mess-Sonde
- Messung innerhalb 1 Sekunde
- automatisches Speichern der letzten Messung
- großes, leicht ablesbares Display
- CE geprüft
- Gewicht: 38g inklusive Batterie
- Maße: 23 x 34 x 111 mm
- Lebensdauer der Batterie: ca. 500 Messungen
- 24 Monate Hersteller-Garantie
- EAN: 42 60043 89000 6
- Artikel-Nr. 89000

Messung an der Stirn



Messung im Ohr



Anzeige der Raumtemperatur sowie der Uhrzeit



HOFMANN 
the wellness and care company

hofmann gmbh
hauensteinstrasse 2a
63776 mömbris
germany

fon: +49 (0) 60 29 · 99 89 · 0
fax: +49 (0) 60 29 · 56 22
e-mail: hallo@hofmanngmbh.de
www.hofmanngmbh.de